



JOBST forMen Explore RAL

Tehokas lääkinällinen hoitosukka työhön ja vapaa-aikaan.
Saatavana sekä standardi- että mittatilausversiona.

- Istumatyöhön ja aktiiviseen vapaa-aikaan
- Ennaltaehkäisee suonikohjuja sekä turvonnetta, särkeviä jalkoja
- Korkea puuvillapitoisuus takaa kuivan ja miellyttävän tunteen
- Materiaalien yhdistelmä tekee sukasta pehmeän ja mukavan-tuntuisen

Kompressioluokat



Väri vaihtoehdot



Musta



Antracit



Khaki



Navy

Koot

RAL-koot					
1	2	3	4	5	6

Malli



AD

Saatavana kahta pituutta.
Katso mittataulukko.



BSN medical AB Puhelin: 010 2870 150 - Fax: 010 2870 151
asiakaspalvelu@bsnmedical.com www.jobsttilaus.fi www.bsnmedical.fi

Mittataulukko RAL



	1	2	3	4	5	6
cD	28 – 34 cm (11 – 13 ^{3/4})	31 – 38 cm (12 ^{1/4} – 15 ^{1/4})	34 – 41 cm (13 ^{3/8} – 16 ^{1/8})	37 – 46 cm (14 ^{1/2} – 18 ^{1/8})	40 – 49 cm (15 ^{3/4} – 19 ^{1/4})	42 – 52 cm (16 ^{1/2} – 20 ^{1/2})
cC	30 – 36 cm (11 ^{3/4} – 14 ^{3/8})	32 – 40 cm (12 ^{1/2} – 15 ^{3/8})	34 – 43 cm (13 ^{3/8} – 17 ^{1/4})	38 – 47 cm (15 – 18 ^{1/2})	40 – 50 cm (15 ^{3/4} – 19 ^{3/8})	43 – 53 cm (17 – 20 ^{3/8})
cB1	23,5 – 27,5 cm (9 ^{1/8} – 10 ^{3/8})	26 – 30,5 cm (10 ^{1/4} – 12 ^{1/4})	28,5 – 33 cm (11 ^{1/8} – 13 ^{1/4})	31 – 36,5 cm (12 ^{1/4} – 14 ^{3/8})	33,5 – 39 cm (13 ^{1/4} – 15 ^{3/8})	35,5 – 41,5 cm (14 – 16 ^{3/8})
cB	18 – 20 cm (7 ^{1/8} – 8 ^{1/4})	20 – 22 cm (8 – 8 ^{3/4})	22 – 24 cm (8 ^{3/4} – 9 ^{3/8})	24 – 26 cm (9 ^{3/8} – 10 ^{1/4})	26 – 28 cm (10 ^{1/4} – 11 ^{1/4})	28 – 30 cm (11 – 11 ^{3/4})
	Regular: 39 – 45 cm (15 ^{3/8} – 17 ^{3/8}) / Long: 45 – 51 cm (17 ^{3/4} – 20 ^{1/4})					

Materiaali:

KL 1: 46% nylon, 30% elastaani, 23% puuvilla, 1% polyesteri

KL 2: 39% nylon, 35% elastaani, 25% puuvilla, 1% polyesteri

KL 3: 33% nylon, 39% elastaani, 27% puuvilla, 1% polyesteri

Käyttöaiheet

Luokka 1
18–21mmHg

Väsyneet, aristavat jalat. Pinnallisten ja syvien laskimosuonten vajaatoiminnan hoitoon. Laskimovajaatoiminnan hoitoon raskauden aikana.

Luokka 2
23–32 mmHg

Pinnallisten tai syvien laskimosuonten vajaatoiminnan hoitoon. Laskimovajaatoiminnan hoitoon raskauden aikana. Laskimokirurgian jälkeen. Pinnallisen laskimotukoksen jälkihoitoon. Säärihaavan uusitumisen ennaltaehkäisy. Laskimoperäisen keskivaikean ja vaikean turvotuksen hoitoon

Luokka 3
34–46mmHg

Laskimoperäisen keskivaikean ja vaikean turvotuksen hoitoon.