



JOBST forMen Ambition - RAL

Lääkinnällisten hoitosukkien hoitoteho yhdistettynä tyylikkääseen muotoiluun. Saatavilla standardimittaisina sekä mittojen mukaan tilattavana.

- Istuma- ja seisomatyötä tekeväille
- Ennaltaehkäisee suonikohjuja ja turvonneita, särkeviä jalkoja
- Materiaaliyhdistelmä tekee sukasta helpon pukea
- Yhdistää tyylikkään muotoilun ja tehokkaan kompressiohoidon



Kompressioluokat



Väri vaihtoehtot



Koot

| RAL-koot | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Malli



AD

Saatavana kahta pituutta.
Katso mittataulukko.



Mittataulukko RAL



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|---|---|---|---|---|
| cD | 28 – 34 cm (11 – 13 ^{3/8}) | 31 – 38 cm (12 ^{1/4} – 15 ¹) | 34 – 41 cm (13 ^{3/8} – 16 ^{1/8}) | 37 – 46 cm (14 ^{1/2} – 18 ^{1/8}) | 40 – 49 cm (15 ^{3/4} – 19 ^{1/4}) | 42 – 52 cm (16 ^{1/2} – 20 ^{1/2}) |
| cC | 30 – 36 cm (11 ^{3/4} – 14 ^{1/2}) | 32 – 40 cm (12 ^{1/2} – 15 ^{3/4}) | 34 – 43 cm (13 ^{3/8} – 17 ¹) | 38 – 47 cm (15 – 18 ^{1/2}) | 40 – 50 cm (15 ^{3/4} – 19 ^{3/4}) | 43 – 53 cm (17 – 20 ^{3/4}) |
| cB1 | 23,5 – 27,5 cm (9 ^{1/4} – 10 ^{3/4}) | 26 – 30,5 cm (10 ^{1/4} – 12 ¹) | 28,5 – 33 cm (11 ^{1/4} – 13 ¹) | 31 – 36,5 cm (12 ^{1/4} – 14 ^{3/8}) | 33,5 – 39 cm (13 ^{1/4} – 15 ^{3/4}) | 35,5 – 41,5 cm (14 – 16 ^{3/4}) |
| cB | 18 – 20 cm (7 ^{1/8} – 8 ¹) | 20 – 22 cm (8 – 8 ^{3/4}) | 22 – 24 cm (8 ^{3/4} – 9 ^{3/8}) | 24 – 26 cm (9 ^{3/8} – 10 ^{1/4}) | 26 – 28 cm (10 ^{3/4} – 11 ¹) | 28 – 30 cm (11 – 11 ^{3/4}) |



Regular: 39 – 45 cm (15^{3/4} – 17^{3/4}) / Long: 45 – 51 cm (17^{3/4} – 20¹)

Materiaali forMen Ambition

KL 1: 63% nylon, 21% elastaani, 15% puuvilla, 1% polyesteri

KL 2: 59% nylon, 25% elastaani, 15% puuvilla, 1% polyesteri

KL 3: 57% nylon, 27% elastaani, 15% puuvilla, 1% polyesteri

Käyttöaiheet

Luokka 1
18–21mmHg

Väsyneet, aristavat jalat. Pinnallisten ja syvien laskimosuonten vajaatoiminnan hoitoon. Laskimovajaatoiminnan hoitoon raskauden aikana.

Luokka 2
23–32 mmHg

Pinnallisten tai syvien laskimosuonten vajaatoiminnan hoitoon. Laskimovajaatoiminnan hoitoon raskauden aikana. Laskimokirurgian jälkeen. Pinnallisen laskimotukoksen jälkihoitoon. Säärihaavan uusitumisen ennaltaehkäisy. Laskimoperäisen keskivaikean ja vaikean turvotuksen hoitoon.

Luokka 3
34–46mmHg

Laskimoperäisen keskivaikean ja vaikean turvotuksen hoitoon.